


# Exportar Visor de SS/OT

Este capítulo orienta al usuario administrador sobre cómo hacer uso de servicios como la función Exportar Visor de AMsi.

Escrito por WIN Software  
Jul 19, 2022

## Exportar

Solicitudes

Solicitud	Diagnóstico del Usuario	F/H. Creación	Estado	Activo	Solicitante	Responsable	Centro De Costo	Ubicación Física
216	Por favor lubricar ruedas de mesa de cirugía. Gracias	2023-06-09 13:07	CE	BMP	Verónica Baez Osorio	RAUL LOPEZ	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA
217	Por favor verificar pantalla del dispositivo, se ve borroso o en algunas ocasio...	2023-06-09 16:31	CE	CPU-987654321	Verónica Baez Osorio	RAUL LOPEZ	REGIONAL MEDELLIN SEDE	Adm.-Sistemas
234	Por favor actualizar la ofimática del computador, gracias	2023-11-29 14:42	CO	ACGE	Verónica Baez Osorio		DA-Manufactura	CAV-Fermentación
235	Por favor verificar el encendido y los botones del computador, gracias	2023-11-29 14:47	CO	ACGE	Verónica Baez Osorio		DA-Manufactura	CAV-Fermentación
243	Buen día. Por favor alinear y rectificar Activo. Las medidas son están siendo ...	2024-02-23 09:29	CE	MAREBE	Verónica Baez Osorio	Efrén López	BP-Bascula y Pesaje	Man-PExt.Recepció
244	Buen día. Por favor alinear y rectificar Activo. Las medidas son están siendo ...	2024-02-23 09:29	AN	MAREBE	Verónica Baez Osorio	Efrén López	BP-Bascula y Pesaje	Man-PExt.Recepció
245	Buen día. Por favor alinear y rectificar Activo. Las medidas son están siendo ...	2024-02-23 09:29	CE	MAREBE	Verónica Baez Osorio	Efrén López	BP-Bascula y Pesaje	Man-PExt.Recepció
249	Por favor arreglar e inspeccionar, tengo inconvenientes con el dispositivo.	2024-05-20 14:38	EJ	BAN-MAQE-AV39	Verónica Baez Osorio	CARLOS CASTILLO	Clinica Nueva Sede Centro	CLUS-P01-URGENC
251	Buena tarde, por favor revisar el aire que no está funcionando bien, gracias	2024-05-20 15:06	CO	AA01	Verónica Baez Osorio	AIREAR	DA-Gastos Comunes	ASTX-TINTORERIA
252	Buena tarde, por favor revisar el control y las palancas ya que no es fácil man...	2024-06-24 14:53	CE	BMP	Verónica Baez Osorio	CARLOS CASTILLO	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA
254	Por favor hacer una revisión ya que tenemos inconvenientes con la operación...	2024-07-09 15:49	AN	Cafetera rosada del pi...	Verónica Baez Osorio		DA-Manufactura	
255	Por favor no inicia el funcionamiento del equipo: Prende y se apaga, no es co...	2024-07-17 16:26	CO	** FT NKR **	Verónica Baez Osorio	LUCIANO QUINTERO	SO-Transito Mejoras	Patio Anexo
260	por favor inspeccionar, ya que presenta algunos ruidos mientras está encendi...	2024-08-27 11:43	AN	AA01	Verónica Baez Osorio		DA-Gastos Comunes	ASTX-TINTORERIA
261	Por favor revisar y depurar la información del computador.	2024-08-30 16:05	CO	CPU-987654321	Verónica Baez Osorio	Margarita Pimiento	REGIONAL MEDELLIN SEDE	Adm.-Sistemas
264	Por favor revisar, no filtra bien, se sale el vapor por la mitad. Gracias	2024-09-06 15:57	CO	Equipo generico	Verónica Baez Osorio	Alberto Zapata	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA
265	por favor revisar, tengo un inconveniente con el encendido de este dispositivo.	2024-09-12 11:16	AS	CPU-987654321	Verónica Baez Osorio	CARLOS CASTILLO	REGIONAL MEDELLIN SEDE	Adm.-Sistemas
266	Por favor hacer reparación y cambio de bombillos de la oficina ya que presen...	2024-09-12 19:00	CO	AAV	Verónica Baez Osorio		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA

Registros por página: 30

1-17 de 17 / 166

« Primera Página


< Anterior


1

Siguiente >


Última Página »

Imagen 71. AMsi - Exportar SS/OT

Esta opción  permite exportar los ítems o campos de la SS/OT de **AMsi**, bien sea, para exportar todos los registros o las provenientes de un subgrupo a un archivo de Excel que se descarga automáticamente en la estación cliente.


Para efectuar este proceso, dar clic en Exportar . Según la configuración de **AMsi** los campos pueden variar según se solicite SS/OT.

- Las siguientes opciones son para exportar algunos campos de las SS:



**Imagen 72.** AMSi - Exportar SS

- Las siguientes opciones son para exportar algunos campos de las OT (en caso de tener la configuración de envío de OTs.)



**Imagen 73.** AMSi - Exportar OT

En la gráfica anterior, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos:

**Exportar Visor:** Esta opción exporta todos los registros seleccionados en el visor mediante un subgrupo.

**Exportar Todos los Registros:** Esta opción exporta todos los registros bien de SS/OT en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo.

Luego de escoger una de las opciones anteriores, en la parte inferior aparece seleccionado por defecto el recuadro ☐ **Exportar Todas las Columnas** pero si se prefiere uno o varios, se debe des-seleccionar y a continuación hacer clic en los recuadros a exportar, una vez elegida la información, dar a clic en el botón inferior **EXPORTAR** el cual genera un archivo de Excel que se descarga automáticamente. El objetivo de esta exportación es llevar toda la información de los SS/OT a un archivo plano para luego ser analizadas.

---