


Ventana Principal

Se explican los comandos de la ventana visor.



Escrito por WIN Software

Ventana Principal de Almacén de Repuestos

Al sobreponer el cursor en el módulo de **Almacén** se listan los almacenes creados en la tabla de Almacenes de la Infraestructura y cuando se elige un Almacén, el sistema muestra al lado izquierdo del nombre del respectivo almacén un  en color verde y en frente en azul, el aviso **Seleccionado** como se muestra a continuación:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Órdenes Historia Administración											
Materiales y R Código ^ 050702121 4370010200NI 4370016666 BMO-MOT-HJA-012 TAP-VCU-01		Alm. Herramienta Seleccionado Alm. EOI Almacen Mntto. Almacen MYR Almacen PT									
Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual	Cant. F			
Activo	Elc				Unidades		0.00				
Activo	Otr	0	ARE21A(12,8)		und	876-HG6598	0.00				
Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Kilogramos	876-HG6598	12.00				
Activo	Elc				Unidades		16.00				
Activo	Otr	0	E-1-1		un		0.00				

Imagen 1. Menú Almacenes

A un almacén se llega haciendo clic después de sobreponer el cursor y elegir el respectivo almacén desde el módulo **Almacén** del Menú Principal. El sistema responde mostrando la información contenida dentro de ese almacén seleccionado:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesÓrdenesHistoriaAdministración

Materiales y Repuestos

NUEVO

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual	Carr
7041170090	Curva enPVC 1/4"		SI	Activo	Otr	0			und		11.00	
050702121	FONENDOSCOPIO ADULTO DE DOS SERVICIOS, M...		SI	Activo	Elc				Unidades		99.00	
4370010200BQ	Anvil A-68		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Centímetros	876-HG6598	66.00	
4370010200CA	Anvil A-68		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		und	876-HG6598	2.00	
4370010200CL	Anvil A-68		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		und	876-HG6598	78.50	
4370010200NI	Anvil A-68		NO	Activo	Otr	0	ARE21A(12,8)		und	876-HG6598	625.00	
4370016666	Grasa frixio		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Kilogramos	876-HG6598	12.00	
6546016921	Agua Desmineralizada para Bat.		SI	Activo	Otr	0			Galones		1.00	
7026	TORNILLO 65432		SI	Activo	Otr	0			und		41.00	
7040520030	Empaque hidrolíne SKN2-661-08		SI	Activo	Otr	0	603		cx12		195.00	
7040573138	Tubo fluorescente 32W 4100k		SI	Activo	Otr	0			und		104.00	
7040573139	Tubo fluorescente 32W 4300k		SI	Activo	Otr	0			Unidades	H761G	10.00	
7041170090	Curva enPVC 1/2"		SI	Activo	Otr	0			und		10.00	
7069051132	Repuesto balanceadora A/3495		SI	Activo	Otr	0	211		und		10.00	
7069054840	Disco Embrague en Bronce 19975		SI	Activo	Otr	0	97		jx2		18.00	
7077	Tornillo sin fin del extusor rosado		SI	Activo	Otr	0			UM-GENÉRICA		5.00	
7092152590NI	Rodamiento de agujas 301-394		NO	Activo	Otr	0			und		343.00	
7092158787	ACEITE OMALA 320		SI	Activo	Otr	0			Galones		77.00	
7092158799	LAMINAS DESGASTE AR450		SI	Activo	Otr	0			Unidades		36.00	
7092343010	Bolsa Plastica 12x17cm Calibre 6		SI	Activo	Otr	0	E2LB(2,5)	N°35467	und	66881791RF7N067...	3945.00	
7092450715	Tornillo socket 3/8x1/2		SI	Activo	Otr	0	dfg		und		124.00	
7092450785	Motor de balance DB-18		SI	Activo	Otr	0	379		und		6.00	
8107134051	Amplificador Barber Colman A3375		SI	Activo	Otr	0	32		und		2.00	

Registros por página: 601-60 de 542 / 542

« Primera PáginaAnterior1SiguienteÚltima Página »

Imagen 2. Ventana Principal Repuestos

Ventana Visor

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesÓrdenesHistoriaAdministración

Materiales y Repuestos

NUEVO

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual	Carr
7041170090	Curva enPVC 1/4"		SI	Activo	Otr	0			und		11.00	
050702121	FONENDOSCOPIO ADULTO DE DOS SERVICIOS, M...		SI	Activo	Elc				Unidades		99.00	
4370010200BQ	Anvil A-68		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Centímetros	876-HG6598	66.00	
4370010200CA	Anvil A-68		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		und	876-HG6598	2.00	
4370010200CL	Anvil A-68		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		und	876-HG6598	78.50	
4370010200NI	Anvil A-68		NO	Activo	Otr	0	ARE21A(12,8)		und	876-HG6598	625.00	
4370016666	Grasa frixio		SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Kilogramos	876-HG6598	12.00	
6546016921	Agua Desmineralizada para Bat.		SI	Activo	Otr	0			Galones		1.00	
7026	TORNILLO 65432		SI	Activo	Otr	0			und		41.00	
7040520030	Empaque hidrolíne SKN2-661-08		SI	Activo	Otr	0	603		cx12		195.00	
7040573138	Tubo fluorescente 32W 4100k		SI	Activo	Otr	0			und		104.00	
7040573139	Tubo fluorescente 32W 4300k		SI	Activo	Otr	0			Unidades	H761G	10.00	
7041170090	Curva enPVC 1/2"		SI	Activo	Otr	0			und		10.00	
7069051132	Repuesto balanceadora A/3495		SI	Activo	Otr	0	211		und		10.00	
7069054840	Disco Embrague en Bronce 19975		SI	Activo	Otr	0	97		jx2		18.00	
7077	Tornillo sin fin del extusor rosado		SI	Activo	Otr	0			UM-GENÉRICA		5.00	
7092152590NI	Rodamiento de agujas 301-394		NO	Activo	Otr	0			und		343.00	
7092158787	ACEITE OMALA 320		SI	Activo	Otr	0			Galones		77.00	
7092158799	LAMINAS DESGASTE AR450		SI	Activo	Otr	0			Unidades		36.00	
7092343010	Bolsa Plastica 12x17cm Calibre 6		SI	Activo	Otr	0	E2LB(2,5)	N°35467	und	66881791RF7N067...	3945.00	
7092450715	Tornillo socket 3/8x1/2		SI	Activo	Otr	0	dfg		und		124.00	
7092450785	Motor de balance DB-18		SI	Activo	Otr	0	379		und		6.00	
8107134051	Amplificador Barber Colman A3375		SI	Activo	Otr	0	32		und		2.00	

Registros por página: 601-60 de 542 / 542

« Primera PáginaAnterior1SiguienteÚltima Página »

Imagen 3. Ventana Visor


Desde esta ventana es posible observar los Materiales/Repuestos existentes. Se listan todos o un Subgrupo de ellos. Es posible configurar el número de registros que se muestran por página desde el menú **Administración** en la opción **“Valores por Defecto”** en la etiqueta **General**.

Al hacer clic sobre alguno de los Repuestos del Visor el sistema responde mostrando la información de ese Repuesto, en forma detallada, en una ventana llamada **Ventana Detalle**.

Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado. En forma ascendente/descendente. Para elegir un registro de la tabla debe de dar un clic sobre él y para desplazarse puede usar el cursor con las teclas de desplazamiento.

Ventana Submenú de Repuestos

Ir a RP

El icono  sirve para hacer una búsqueda rápida por el código del material/repuesto, éste abre un campo al lado izquierdo, donde se debe digitar el código completo del ítem que desea encontrar rápidamente. Luego de digitar el código del material/repuesto, presione la tecla **“Enter”** y el cursor se posiciona en consecuencia, sobre el material/repuesto deseado en el Visor sombreado por la línea de color verde así:

Materiales y Repuestos NUEVO											
Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150103M038	Bombillo 15W 120V para KK	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150103M039	Bombillo 15V 150W para microscopio quirurgico	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150103M041	Bombillo Welch Ailyn 03400/03800 2.5V	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150103M042	Bombillo Welch Ailyn 03000	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150104M001	Olivas blandas para fonendoscopio	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		6.0
150104M002	Aro para diafragma Fonendoscopio	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150104M003	Sensor saturación Datex conector rectangular	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M004	Sensor saturación Datex conector redondo	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M005	Sensor Massimo	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M006	Sensor Nellcor	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M007	Sensor Nellcor oximax	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M008	Sensor Novamatrix generico	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M009	Interfase Nellcor N-200 generica	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M010	Interfase Nellcor oximax	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M011	Bolsa en caucho para tensiometros 2 mangueras	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150104M012	Brazalete para tensiometros	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		21.0
150104M013	Brazalete para tensiometros 1 manguera	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		21.0
150104M014	Manguera en espiral para tensiometros	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.0
150104M015	Pera para tensiometro	●	SI	Activo	Otr	0			UN-GENÉRICA		40.0
150104M016	Vidrio protector tensiometro	●	SI	Activo	Otr	0			UM-GENÉRICA		3.0
150104M017	baterias 3.6 v Li	●	SI	Activo	Otr	0			Pares		1.0
150104M018	Conectores DB9	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		31.0
150104M019	Latiguillos EKG 12 Derivadas Datex	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M020	TRONCAL DE EKG DE 5 DERIVADAS DATEX	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M021	Latiguillos EKG 3 Derivadas	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M022	TRONCAL DE EKG DE 3 DERIVADAS	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M023	TRONCAL DE EKG DE 12 DERIVADAS	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M024	Cable ECG 3 Derivadas monitor IVY modelo 101	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M025	Sonda para termometro	●	NO	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150104M026	Celda de Oxígeno Amadeus	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0

Imagen 17. Almacén - Ir a RP

En caso de escribir el código con algún error o incompleto el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que el Repuesto no existe.





Imagen 18. Almacén - Mensaje alerta RP

Indicadores

Es posible visualizar de manera inmediata, los Materiales/Repuestos activos, inactivos y con Multimedia, directamente desde la ventana visor, a través de la columna “Indicadores” que muestra una pelota de color que indica su estado. El significado del color de cada pelota, se puede ver en el icono  ubicado en la parte superior derecha de la ventana visor:





Imagen 19. Almacén - Indicadores

El significado de los colores se visualiza al sobreponer el mouse en el icono que se encuentra al extremo superior derecho y su correspondencia es:

- **Rojo:** Repuestos definidos con estado inactivo.
- **Verde:** Repuestos definidos con estado activo.
- **Naranja:** Repuestos que tienen asociados archivos de imágenes, videos y/o documentos en la pestaña Multimedia.

Subgrupo

Se usa para filtrar o seleccionar grupos de materiales/repuestos que cumplen un conjunto de filtros o criterios. El objetivo de hacerlo es realizar un estudio posterior sobre los registros seleccionados en el subgrupo. Para ingresar a esta opción se debe dar clic al subgrupo  ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Almacén de Repuestos.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración											
Materiales y Repuestos NUEVO											
Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M063	Breaker 3 x 30	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M064	Breaker 3 x 40	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M065	Breaker 3 x 50	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M067	Breaker 3 x 70	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M068	Breaker unipolar de 20	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M069	Breaker unipolar de 50	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M070	Breaker unipolar de 15	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M071	Socket Fte T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M072	Pasacable redondo (60x21)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M073	Lámpara redonda fluorescente de 2x13w. (sin bo...	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M074	Toma doble de voz y datos	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M075	Toma triple de voz y datos	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M076	Tomacorriente 220 tapa galvanizada	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M077	Tomacorriente trifásico Leviton	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M078	Caja plástica eléctrica 2x4	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M079	Interruptores mixtos	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M080	Interruptores Leviton. (beige)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M081	Interruptor Luminex para timbre (blanco)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M082	Interruptor Luminex	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M083	Tapa para toma doble con sobretapa	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M084	Tapa para toma telefónico	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M085	Tapa ciega Luminex	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M086	Tornillos para tomacorriente Luminex	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0
150101M087	Modulos para interruptor	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.0
150101M088	Socket para Lámpara de 32w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M089	Lámpara fluorescente completa de 32 W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M090	Lámpara tipo claravoya de pared, Ref: VB56FGGP	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150101M091	Lámpara proyector 50W 120V	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M092	BOMBILLO AHORRADOR 20W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		19.0
150101M093	CABLE P/GRABADORA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0

Imagen 20. Almacén - Ir a Subgrupo

Los campos que constituyen un criterio de selección haciendo parte de la Ventana Subgrupo de Repuestos son:

Imagen 21. Almacén - Subgrupo Materiales y Repuestos

A, B, C, O: Permite encontrar los materiales/repuestos que tengan una clasificación A, B, C u O definida.

Casilla: Esta opción permite encontrar y agrupar aquellos Materiales/Repuestos que se encuentran en la casilla que se especificó en la información general del Repuesto.

Clase: Esta opción permite encontrar aquellos Repuestos que cumplen con el patrón de clase especificado. También se puede usar los comodines (%), Ejemplo: B, B%.

Código de Barras Interno: Si existe un código de barras interno dentro de la organización para codificar Materiales/Repuestos; este campo permite encontrar el Repuesto que se encuentre asociado al Código de Barras Interno que se ingresó al crear el Repuesto. En este campo se puede usar los comodines (%), Ejemplo: %1%, 1%.

Código de Barras Proveedor: Permite encontrar el Material/Repuesto que se encuentre asociado al Código de Barras del Proveedor que se ingresó al crear el Repuesto. En este campo se puede usar los comodines (%), Ejemplo: %1%, 1%.

Código del Repuesto: Esta selección agrupa los Materiales/Repuestos relacionados por su código. Por ejemplo: si se escribe BAN%, se seleccionan todos los Repuestos cuyo código inicia por BAN. Si se escribe TR% se seleccionan todos los Repuestos cuyo código inicie por cualquier cuarteto de valores pero que en la quinta y sexta posición tengan un TR. El porcentaje es un carácter comodín que significa "todos".



Descripción del Repuesto: Selecciona los Materiales/Repuestos según criterios que se fundamenten en su descripción. Ejemplo: % Banda% selecciona todos los Repuestos en cuya descripción, en cualquier posición, tengan la palabra "Banda".

Estado: Permite buscar por el Estado de los Materiales/Repuestos, las opciones del campo desplegable son:

- Activo
- I-EOI (Excedente, Obsoleto, Inservible)
- I-Vencido
- I-Otro.

Familia: Permite hacer un filtro según la familia del Material/Repuesto, es decir, esto aplica para aquellos ítems que tengan esta información diligenciada en su porción/vista parcial **Información General**.

Parte Número: Filtra según la parte-número del Material/Repuesto, es decir, esto aplica para aquellos ítems que tengan esta información diligenciada en su porción/vista parcial **Información General**.

Proveedor 1: Lista los materiales/repuestos por el Proveedor seleccionado. La búsqueda se realiza sobre los 3 campos de Proveedor asociado al Repuesto (**Proveedor 1, 2, 3**). Este campo despliega la lista de los Terceros Tipo PF de la tabla de Infraestructura. En este campo es posible usar comodines (%). Para introducir un nombre en campo manualmente se debe dar clic en el icono  el cual se habilita  para permitir el ingreso del dato: por ejemplo FER% y el sistema selecciona todos los Proveedores cuyo nombre empieza por FER. Si se escribe %IA% se seleccionan todos los Proveedores en cuyo nombre, en cualquier posición, tengan la palabra "IA".

Referencia Proveedor 1: A través de esta opción es posible digitar el nombre de la referencia del material/repuesto, y seleccionar aquellos que tienen como referencia proveedor 1. Este campo permite el uso de comodines(%) por ejemplo: %BR1%, BR1%.

Referencia Proveedor 2: Este criterio permite realizar consultas por la segunda referencia correspondiente al segundo proveedor siempre y cuando se haya definido en la porción/vista parcial de **Ficha Técnica**. Este campo permite el uso de comodines (%), por ejemplo: %BR1%,

BR1%.

Tipo: Permite seleccionar de la lista el tipo al que pertenece el material/repuesto, sí es inventariado o no inventariado.

Tipo de Trabajo: Agrupa los materiales/repuestos de acuerdo al tipo de trabajo (TT) al que están asociados.

Nota: Es importante tener en cuenta que cuando se están realizando los subgrupos se pueden utilizar uno o varios de los criterios anteriores simultáneamente. Además es posible hacer unión de selecciones. Esto significa que inmediatamente después de haber realizado una selección es posible hacer otra y unir el resultado de las dos. Para ello, tras definir los criterios de la segunda selección se da un clic al botón

MAS +

y luego en

ACEPTAR ✓

Ir a RP

Esta opción de búsqueda rápida se encuentra ubicada al lado superior derecho de la ventana Visor. Al darle clic al ícono 🔍, se abre un campo al lado izquierdo que permite ingresar el código completo del Repuesto/Material. Luego de digitar la información, se presiona la tecla **Enter** y a continuación se sombrea en color verde el ítem en el Visor así:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración											
Materiales y Repuestos NUEVO											
150101M059											
Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M031	Cable telefonico Espiral.	●	SI	Activo	Otr				Unidad		2.0
150101M032	cable coaxial tv	●	SI	Activo	Otr	0			UM-GENÉRICA		100.0
150101M033	Cable telefonico plano	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		5.0
150101M034	Pulg telefonico	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M035	Tubo de luz negra.	●	SI	Activo	Otr				Tubos		1.0
150101M036	Cordon-pera para habitación timbre	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150101M037	Toma Telefonica	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M038	Multitoma 6x2	●	SI	Activo	Otr				Unidad		3.0
150101M039	Canaleta lisa 20x12	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M040	Cortafrio	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M042	Extension electrica 30mts.	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M044	Tapia Lisa PVC 2X4	●	SI	Activo	Otr				Unidad		6.0
150101M045	Ye telefonica	●	SI	Activo	Otr				Unidad		10.0
150101M046	Suiche triple blanco	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M047	Bombillos 60W 120V	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		20.0
150101M048	Alambre duplex de 2*12mts	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		10.0
150101M049	Caja galvanizada eléctrica 4x4	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M050	Juego de socket para lámpara Slim-Line	●	SI	Activo	Otr	0			Juegos		1.0
150101M051	Transformador general purpose 1.5 KVA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M052	Entrada a caja eléctrica PVC de 3/4"	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150101M053	Pulsador de timbre de sobreponer	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150101M054	Enchufe trifilar de 3x50 A	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M055	Enchufe aéreo polo a tierra 15A	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		6.0
150101M056	Regulador para válvula de lavamanos Docol	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M057	Balasto de 2 x 48W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150101M058	Balasto de 13W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M059	Tubo fluorescente de 32W 41K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M060	transformador 9V	●	NO	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M061	Triac Q-4015	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0

Registros por página: 100 1-100 de 708 / 708

« Primera Página Anterior 1 Siguiete Última Página »

Imagen 26. Ir a AC

En caso de escribir el código con algún error, el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que el Material/Repuesto no existe, como se ejemplifica a continuación:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Materiales y Repuestos NUEVO

150101M0100

Código	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M031	Cable telefonico Espiral.	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		2.0
150101M032	cable coaxial tv	●	SI	Activo	Otr	O			UM-GENÉRICA		100.0
150101M033	Cable telefonico plano	●	SI	Activo	Otr	O			Metros		5.0
150101M034	Pulg telefonico	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M035	Tubo de luz negra.	●	SI	Activo	Otr	O			Tubos		1.0
150101M036	Cordon-pera para habitación timbre	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		0.0
150101M037	Toma Telefonica	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		8.0
150101M038	Multitoma 6x2	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M039	Canaleta lisa 20x12	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M040	Cortafilo	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M042	Extension electrica 30mts.	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M044	Tapa Lisa PVC 2X4	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		6.0
150101M045	Ye telefonica	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		10.0
150101M046	Suiche triple blanco	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M047	Bombillos 60W 120V	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		20.0
150101M048	Alambre duplex de 2x12mts	●	SI	Activo	Otr	O			Metros		10.0
150101M049	Caja galvanizada eléctrica 4x4	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M050	Juego de socket para lámpara Slim-Line	●	SI	Activo	Otr	O			Juegos		1.0
150101M051	Transformador general purpose 1.5 KVA	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M052	Entrada a caja eléctrica PVC de 3/4"	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		2.0
150101M053	Pulsador de timbre de sobreponer	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		0.0
150101M054	Enchufe trifilar de 3x50 A	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M055	Enchufe aéreo polo a tierra 15A	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		6.0
150101M056	Regulador para válvula de lavamanos Docol	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M057	Balasto de 2 x 48W	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		5.0
150101M058	Balasto de 13W	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M059	Tubo fluorescente de 32W 41K	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M060	transformador 9V	●	NO	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M061	Triac Q-4015	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		8.0

Registros por página: 100 1-100 de 708 / 708

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 27. Mensaje Alerta - Ir a AC